

Intérêt :

Le test des drogues dans les urines permet de détecter leur présence ou absence.
Le test de la cotinine dans les urines permet de détecter l'imprégnation tabagique.

Préconisations :

Le recueil doit être fait dans **1 flacon stérile à bouchon rouge ou bleu.**

(**Si bouchon bleu** : Ne pas décoller l'étiquette autocollante du couvercle, vous risquez de vous piquer.)

Effectuer si possible le recueil sur les **PREMIERES URINES DU MATIN.**

Si pas d'autre alternative : un échantillon fraîchement émis, recueilli à tout autre moment peut convenir, de préférence 2 heures après la dernière miction.

- Recueillir les urines au laboratoire dans le flacon stérile fourni (environ 40 ml).
- Refermer soigneusement le flacon.
- Identifier le corps du flacon avec votre *Nom, Prénom, Sexe, Date de naissance*
- Introduire le flacon dans la pochette plastique et la refermer hermétiquement
- Remplir le questionnaire ci-dessous et l'insérer dans la poche extérieure "kangourou"

Transport et conservation :

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans l'heure qui suit.

En cas d'impossibilité, **conserver le flacon au réfrigérateur (4 heures maximum).**

Délai de rendu des résultats : le jour même.

Renseignements à compléter et rapporter avec le prélèvement :

Ces notions seront prises en compte pour l'interprétation et la validation biologique des résultats (Norme ISO 15189)

Nom :

Nom de naissance :

Prénom :

Date de naissance : ___ / ___ / _____

Date et heure du recueil : ___ / ___ / _____ à ___ h ___

Les urines ont-elles été mises au réfrigérateur ? : NON OUI, durée : ___ h ___

Contexte clinique :

Fumeur: NON OUI OCCASIONNEL

Nombre de cigarettes / jour :

Arrêt du tabac depuis :

Prenez-vous des stupéfiants ?: NON OUI → Précisez lequel :

Traitements : - **En cours**: NON OUI → Précisez lequel :

PARTIE RESERVÉE AU LABORATOIRE

Date de réception : ___ / ___ / _____

à : ___ h ___

Prélèvement conforme : OUI NON

(Température, mesure du pH, créatinine, délai d'acheminement)

Visa :