Système Qualité SELARL LABO XV

Fiche de Préconisation : Spermoculture

C2-ENR 02_L Application : 06/12/2017 Revu le : 22/08/2024 Imprimé le : 22/08/2024

Préconisations pour le prélèvement :

Pour une qualité optimum de l'examen il est indispensable de suivre scrupuleusement les instructions qui suivent.

Le recueil doit s'effectuer après 3 jours (minimum) d'abstinence sexuelle totale.

Effectuer le recueil le matin avant 10h30.

Les examens ont lieu tous les jours sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés.

- Uriner avant le recueil
- Se laver soigneusement les mains au savon
- Nettoyer le gland et le méat urinaire.
- Recueillir la totalité de l'éjaculat obtenu par masturbation, directement dans le flacon stérile mis à disposition par le laboratoire (si la totalité du prélèvement n'a pas pu être recueillie, prévenir le laboratoire et le noter sur la présente fiche)
- Bien refermer le flacon, l'insérer dans le sachet, le fermer
- Compléter la présente fiche, noter la date et l'heure du recueil ci-dessous
- Identifier le corps du flacon avec votre Nom, Prénom, Date de naissance, si cela n'a pas été fait.

Transport et conservation:

Rapporter le flacon rapidement dans les 30 minutes en le maintenant pendant le trajet à une température d'au moins 22°C (par exemple en le plaçant dans une poche intérieure de veste). Ne surtout pas conserver le flacon au réfrigérateur.

Renseignements à compléter et rapporter avec le prélèvement :

Ces notions seront prises en compte pour l'interprétation et la validation biologique des résultats (Norme ISO 15189)

Délai de rendu des résultats : 10 jours ouvrables (sauf si contrôle)

Date de réception : / //	Prélèvement conforme : ☐ OUI ☐ NON (Conservation, délai d'acheminement)
à :h	(Conservation, detail d'acheminement)
	Visa:

PARTIE RESERVÉE AU LABORATOIRE